


Coral[®], Coral[®] Lymfo



aquaviva[®]

Coral®, Coral® Lymfo

vířivý kúpeľ na ruky
whirling hand bath
вихревая ванна для рук



Max./užitočný objem vane	35 / 30 l
Čas naplnenia/vyprázdenia	1 / 0,5 min
Napájanie ¹	230 V / 50 Hz
Napájanie ²	3x400 V / 50 Hz
Príkon ¹	1500 VA
Príkon ²	550 VA
Hmotnosť ¹	65 kg
Hmotnosť ²	70 kg
Rozmery (d x š x v) v mm	950 x 870 x 1050

Základné vybavenie:

- 12 alebo 44 hydromasážnych trysiek
- regulácia výkonu hydromas. trysiek^{1,2}
- prisávanie vzduchu do hydromas. trysiek^{1,2}
- sprcha pre hygienickú očistu^{1,2}
- teplomer napúšťania^{1,2}
- teplomer napustenej vody²
- lymfatická masáž²
- preplach hydromasážneho okruhu²
- nastavenie dĺžky procedúry 0 - 99 min²
- ochrana čerpadla proti chodu na sucho²

Doplnkové vybavenie:

- zabudovaná perlička: 46 trysiek¹
- elektromagnetický odstraňovač vodného kameňa^{1,2}
- ochrana čerpadla proti chodu na sucho¹
- stolička pre pacienta^{1,2}

¹Coral®, ²Coral® Lymfo



Max./useful bath tub capacity	35 / 30 l
Filling/drainage time	1 / 0.5 min
Power supply ¹	230 V / 50 Hz
Power supply ²	3x400 V / 50 Hz
Power input ¹	1500 VA
Power input ²	550 VA
Weight ¹	65 kg
Weight ²	70 kg
Dimensions (l x w x h) in mm	950 x 870 x 1050

Basic equipment:

- 12 or 44 water massage jets
- water jets performance regulation by air addition^{1,2}
- sanitary shower^{1,2}
- filling thermometer^{1,2}
- filled water thermometer²
- lymphatic massage²
- water massage jets rinsing²
- adjustable procedure duration 0 - 99 min²
- water pump dry-running protection²

Optional equipment:

- built-in bubble grid: 46 jets¹
- electromagnetic incrust stopper^{1,2}
- water pump dry-running protection¹
- chair for the patient^{1,2}

¹Coral®, ²Coral® Lymfo



Мак./полезный объем ванны	35/30 л
Время наполнения/опорожнения	1 / 0,5 мин
Питание ¹	230 В / 50 Гц
Питание ²	3x400 В / 50 Гц
Номинальная мощность ¹	1500 ВА
Номинальная мощность ²	550 ВА
Вес ¹	65 кг
Вес ²	70 кг
Размеры /д x ш x в/в мм	950 x 870 x 1050

Основное оснащение:

- 12 / 44 гидромассажных форсунок
- регуляция мощности гидромассажных форсунок^{1,2}
- подсосывание добавляемого воздуха в гидромассажные форсунки^{1,2}
- душ для очистки^{1,2}
- термометр наполнения^{1,2}
- термометр воды в ванне²
- лимфатический массаж²
- промывка гидромассажной системы²
- время процедуры 0-99 минут²
- Защита насоса против хода без воды²

Дополнительное оснащение:

- встроенная пузырька 46 форсунок¹
- электромагнит для удаления накипи^{1,2}
- Защита насоса против хода без воды¹
- стул для пациента^{1,2}

¹Coral®, ²Coral® Lymfo


CHIRANA PROGRESS

Chirana Progress, s.r.o.
Vrbovská cesta 17
921 01 Piešťany, Slovakia
tel.: +421 33 79 56 211
fax.: +421 33 77 44 435
e-mail: chirana@chirana-progress.sk
www.chirana-progress.sk

dealer