

VOD 47 ML/OL RELAX



RELAX



VOD 47 ML



VOD 47 OL






Folding table



aquaviva®

VOD 47 ML/OL, RELAX



VOD 47 ML / OL

Sklon podhlavníka (ML)	-35°+30°
Rozmery (d x š)	1985 x 680 mm
Výška	670 mm
Hmotnosť	36 / 31 kg
Zaťaženie ležadla	160 kg

ZÁVESNÉ LEŽADLO

Sklon podhlavníka	-25°+25°
Rozmery (d x š x v)	2010 x 800 x 560 mm
Hmotnosť	43 kg
Zaťaženie ležadla	160 kg

RELAX

Napájanie	230 V / 50 Hz
Príkon	140 VA
Sklon podhlavníka	-35° +30°
Rozmery (d x š)	1985 x 680 mm
Výška	490 - 925 mm
Hmotnosť	54 kg
Zaťaženie ležadla	160 kg



VOD 47 ML / OL

Head rest adjustment (ML only)	-35°+30°
Dimensions (l x w)	1985 x 680 mm
Height	670 mm
Weight	36 / 31 kg
Maximum recommended load	160 kg

FOLDING TABLE

Head rest adjustment	-25°+25°
Dimensions (l x w x h)	2010 x 800 x 560 mm
Weight	43 kg
Maximum recommended load	160 kg

RELAX

Power supply	230 V / 50 Hz
Power input	140 VA
Head rest adjustment	-35° +30°
Dimensions (l x w)	1985 x 680 mm
Height	490 - 925 mm
Weight	54 kg
Maximum recommended load	160 kg



VOD 47 ML / OL

Склон подголовной части (ML)	-35°+30°
Размеры (д x ш)	1985 x 680 мм
Высота	670 мм
Вес	36 / 31 кг
Нагрузка скамейки	160 кг

СКЛАДНОЙ СТУЛ

Склон подголовной части	-25°+25°
Размеры (д x ш x в)	2010 x 800 x 560 мм
Вес	43 кг
Нагрузка скамейки	160 кг

RELAX

Питание	230 В / 50 Гц
Мощность	140 ВА
Склон подголовной части	-35° +30°
Размеры (д x ш)	1985 x 680 мм
Высота	490 - 925 мм
Вес	54 кг
Нагрузка скамейки	160 кг



Chirana Progress, s.r.o.
 Vrbovská cesta 17
 921 01 Piešťany, Slovakia
 tel.: +421 33 79 56 211
 fax.: +421 33 77 44 435
 e-mail: chirana@chirana-progress.sk
 www.chirana-progress.sk

dealer